

Vapenrengöringssset I

FLUNA TEC
& RESEARCH GMBH

GUN CARE PRODUCTS

med
mikrofibertrasa



innehåller:

GunCoating (100 ml)

GunDegreaser (100 ml)

GunCleaner (50 ml)

för optimal rengöring och vård

rekommenderas
av:



www.guncoating.at



9 120041 426131



Fluna GunCoating

... är en högpresterande keramikbeläggning för alla sorts skjutvapen. Den kan användas på alla ytor som t.ex. stål, aluminium, plast, Gummi och lackerat trä. Fluna Guncoating är trots sina extrema smörjegenskaper borttagbar (den torkar) och ger ett starkt skydd mot förlitning och korrosion. Fluna GunCoating fungerar på alla ytor och i pipan, på repeterenheter, pistolslutstycken, system, etc.

ANVÄNDNING: Avfetta stålytor med Fluna GunDegreaser, spreja samtidigt tunt på med Fluna GunCoating, jämna ut med mikrofibertrasa, restfilm låt torka Vid användning i pipan, gör följande: Fluna Applicera GunCoating jämnt med filtpropp och torka av överblivet material låt ytan torka. Effekt av „oljeskott“ uppträder inte

100 ml aerosol



Fluna GunDegreaser

...tar snabbt och grundligt bort fett, oljor, smörjämnen från metallytor. Angriper inte plast och gummi Lämpat för gevär, pistoler och mätare av alla slag. Optimalt för förbehandling innan användning av Fluna GunCoating såväl som användning av Fluna GunCleaner för borttagning av upplösta metallsmörjrester och smetrester.

ANVÄNDNING: Droppa Fluna GunDegreaser på de avfettade delarna med den medföljande mikrofibertrasan rengörs och torkas ytan av.

100 ml vätska



Fluna GunCleaner

...är en högpresterande rengöringsmassa för gevärspipor av varje sort. Krutrester såväl som bly-, koppar- och tobakavlagringar avlägsnas grundligt vid användning. Innehåller ingen ammoniak, men kan angripa brunering!

ANVÄNDNING: Bred ett jämnt lager av massan i pipan med en plastborste eller filtpropp. Verkningsstid 10-15 minuter. Gnid därefter bort metallsmörjningen med brons- eller mässingsborste. Rengör pipan avslutningsvis med Fluna GunDegreaser och konservera med Fluna GunCoating. Arbeta i pipriktningen, använd lägesborste!

50 ml pasta

